

REF 918163

de

Test 1-163 09.21

**NANOCOLOR® Chlordioxid**

Chlor – Chlordioxid – Chlorit nebeneinander

**Methode:**Photometrische Bestimmung von Chlorverbindungen mittels *N,N*-Diethyl-1,4-phenylendiamin (DPD)

Rechteckküvette:	50 mm	10 mm
Messbereich (mg/L ClO <sub>2</sub> ):	0,04–4,00	0,2–4,0
Messwellenlänge (HW = 5–12 nm):	540 nm / 530 nm	
Reaktionszeit:	0 min	
Reaktionstemperatur:	20–25 °C	

**Inhalt Reagensatz:**

100 mL Chlor R1	50 mL Chlor R4	1 Messlöffel 85 mm, schwarz
20 g Chlor R2	50 mL Chlor R5	1 Messlöffel 85 mm, orange
25 g Chlor R3	50 mL Chlor R6	

**Gefahrenhinweise:**Informationen zu Gefahren finden Sie auf dem Außenetikett und im Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS) herunterladen.**Störungen:**

Für gute Reproduzierbarkeit der Messwerte empfehlen wir eine zügige Arbeitsweise bei der Probenahme (Wert A bis D direkt nebeneinander ansetzen, Probe mit Messzylinder 25 mL abmessen). Um Verfälschungen zu vermeiden, sollten für die Werte A bis D immer dieselben Messkolben eingesetzt werden.

Die Methode ist nach Verdünnung (1+3) auch zur Analyse von Meerwasser geeignet.

**Ausführung Chlordioxid einzeln:**

Man gibt in je einen Messkolben 25 mL:

Probe	Nullwert
20 mL Probelösung (der pH-Wert der Probe muss zwischen pH 4 und 7 liegen)	20 mL dest. Wasser
1 mL Chlor R4, mischen	
1 mL Chlor R1, mischen	1 mL Chlor R1, mischen
1 schwarzer Messlöffel Chlor R2, mischen	1 schwarzer Messlöffel Chlor R2, mischen

Probe und Nullwert mit dest. Wasser auf 25 mL auffüllen, mischen und in die Küvetten gießen. **Sofort** Chlordioxid messen. Chlor R3, R5 und R6 werden nicht benötigt.

MACHEREY-NAGEL GmbH &amp; Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

Schweiz: MACHEREY-NAGEL AG · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Schweiz

Tel.: 062 388 55 00 · sales-ch@mn-net.com

**Ausführung**Chlor – Chlordioxid – Chlorit  
nebeneinander:

Man gibt in fünf verschiedene Messkolben 25 mL:

Wert A – Chlordioxid	Wert B – freies Chlor
1 mL Chlor R4 vorlegen	
20 mL Probelösung (der pH-Wert der Probe muss zwischen pH 4 und 7 liegen), mischen	20 mL Probelösung (der pH-Wert der Probe muss zwischen pH 4 und 7 liegen)
1 mL Chlor R1, mischen	1 mL Chlor R1, mischen
1 schwarzer Messlöffel Chlor R2, mischen	1 schwarzer Messlöffel Chlor R2, mischen

Proben (Wert A und B) und Nullwert mit dest. Wasser auf 25 mL auffüllen, mischen und in die Küvetten gießen. **Sofort** Küvette mit Nullwert in das Photometer einsetzen und damit das Photometer auf Null stellen. Wert A und Wert B in Extinktionen messen.

Wert C – gebundenes Chlor	Wert D – Chlorit
20 mL Probelösung (der pH-Wert der Probe muss zwischen pH 4 und 7 liegen)	1 mL Chlor R5 und
1 mL Chlor R1, mischen	1 orangefarbener Messlöffel Chlor R3 vorlegen,
1 schwarzer Messlöffel Chlor R2, mischen	20 mL Probelösung (der pH-Wert der Probe muss zwischen pH 4 und 7 liegen), mischen
1 orangefarbener Messlöffel Chlor R3, mischen	3 min warten
3 min warten	1 mL Chlor R6, mischen
	1 schwarzer Messlöffel Chlor R2, mischen

Proben (Wert C und D) mit dest. Wasser auf 25 mL auffüllen, mischen und in die Küvetten gießen. Wert C und Wert D in Extinktionen messen.

**Messung:**

Bei NANOCOLOR® Photometern siehe Handbuch, Test 1-163/1-164.

**Fremdphotometer:**

Die Faktoren der Auswertung für jeden Gerätetyp überprüfen.

**Auswertung (mg/L):**

		Rechteckküvette		
		50 mm	20 mm	10 mm
Chlordioxid (ClO <sub>2</sub> )	= A	x 2,07	x 5,20	x 10,4
freies Chlor (Cl <sub>2</sub> )	= (B-A)	x 1,09	x 2,72	x 5,4
gebundenes Chlor (Cl <sub>2</sub> )	= (C-B)	x 1,09	x 2,72	x 5,4
Chlorit (ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	= [D-(4A+C)]	x 0,52	x 1,30	x 2,6

**Hinweis:**

Der Chlorit-Nachweis ist nur dann als positiv zu bewerten, wenn Messwert D &gt; (4A+C) ist. Ein negatives Ergebnis für Chlorit ist dahingehend zu interpretieren, dass kein Chlorit vorhanden ist.

**Entsorgung:**Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie unter [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS) herunterladen.

REF 918163

en

Test 1-163

09.21

**NANOCOLOR® Chlorine dioxide**

chlorine – chlorine dioxide – chlorite simultaneously

**Method:**Photometric determination of chlorine components with *N,N*-diethyl-1,4-phenylene diamine (DPD)

Cuvette:	<b>50 mm</b>	<b>10 mm</b>
Range (mg/L ClO <sub>2</sub> ):	<b>0.04–4.00</b>	<b>0.2–4.0</b>
Wavelength (HW = 5–12 nm):	<b>540 nm / 530 nm</b>	
Reaction time:	<b>0 min</b>	
Reaction temperature:	<b>20–25 °C</b>	

**Contents of reagent set:**

100 mL Chlorine R1	50 mL Chlorine R4	1 measuring spoon 85 mm, black
20 g Chlorine R2	50 mL Chlorine R5	1 measuring spoon 85 mm, orange
25 g Chlorine R3	50 mL Chlorine R6	

**Hazard warning:**Information regarding safety can be found on the box' label and in the safety data sheet. You can download the SDS from [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).**Interferences:**

For a good reproducibility we recommend uninterrupted speedy work during sampling (prepare values A through D in parallel, measure sample with 25 mL measuring cylinder). To avoid errors, always use the same volumetric flasks for values A to D.

The method can also be applied for the analysis of sea water after dilution (1+3).

**Procedure chlorine dioxide separately:**

Pour into two separate volumetric flasks 25 mL:

Test sample	Blank value
<b>20 mL</b> test sample ( <i>the pH value of the sample must be between pH 4 and 7</i> ) <b>1 mL</b> Chlorine R4, mix <b>1 mL</b> Chlorine R1, mix <b>1 black spoon</b> Chlorine R2, mix	<b>20 mL</b> distilled water  <b>1 mL</b> Chlorine R1, mix <b>1 black spoon</b> Chlorine R2, mix

Fill up test sample and blank value to 25 mL mark with distilled water, mix again and pour into cuvettes. Measure **immediately** the chlorine dioxide. Chlorine R3, R5 and R6 are not used for this procedure.**Procedure**

chlorine – chlorine dioxide – chlorite simultaneously:

Pour into five separate volumetric flasks 25 mL:

Value A – chlorine dioxide	Value B – free chlorine
<b>1 mL</b> Chlorine R4 <b>20 mL</b> test sample ( <i>the pH value of the sample must be between pH 4 and 7</i> ), mix <b>1 mL</b> Chlorine R1, mix <b>1 black spoon</b> Chlorine R2, mix	<b>20 mL</b> test sample ( <i>the pH value of the sample must be between pH 4 and 7</i> ) <b>1 mL</b> Chlorine R1, mix <b>1 black spoon</b> Chlorine R2, mix

Fill up test sample (value A and B) to 25 mL mark with distilled water, mix again and pour into cuvettes. Place **immediately** the cuvette with blank value into the photometer. Measurement of extinctions (value A and B).

Value C – combined chlorine	Value D – chlorite
<b>20 mL</b> test sample ( <i>the pH value of the sample must be between pH 4 and 7</i> ) <b>1 mL</b> Chlorine R1, mix <b>1 black spoon</b> Chlorine R2, mix <b>1 orange spoon</b> Chlorine R3, mix wait <b>3 min</b>	<b>1 mL</b> Chlorine R5 <b>1 orange spoon</b> Chlorine R3 <b>20 mL</b> test sample ( <i>the pH value of the sample must be between pH 4 and 7</i> ), mix wait <b>3 min</b> <b>1 mL</b> Chlorine R6, mix <b>1 black spoon</b> Chlorine R2, mix

Fill up test sample (value C and D) to 25 mL mark with distilled water, mix again and pour into cuvettes. Measurement of extinctions (value C and D).

**Measurement:**For *NANOCOLOR®* photometers see manual, test 1-163/1-164.**Photometers of other manufacturers:**

Verify factors of evaluation for each type of instrument.

**Evaluation (mg/L):**

		Rectangular cuvette		
		50 mm	20 mm	10 mm
chlorine dioxide (ClO <sub>2</sub> )	= <b>A</b>	x 2.07	x 5.20	x 10.4
free chlorine (Cl <sub>2</sub> )	= <b>(B-A)</b>	x 1.09	x 2.72	x 5.4
combined chlorine (Cl <sub>2</sub> )	= <b>(C-B)</b>	x 1.09	x 2.72	x 5.4
chlorite (ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	= <b>[D-(4A+C)]</b>	x 0.52	x 1.30	x 2.6

**Note:**

Chlorite is only present if value D &gt; (4A+C). A negative result for chlorite means that no chlorite is present.

**Disposal:**Information regarding disposal can be found in the safety data sheet. You can download the SDS from [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

MACHEREY-NAGEL GmbH &amp; Co. KG · Valenciennr Str. 11 · 52355 Düren · Germany

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

PD 14122 / A011711 / 918163 / 0910.3

REF 918163

fr

Test 1-163 09.21

**NANOCOLOR® Dioxyde de chlore**

chlore – dioxyde de chlore – chlorite (mesure parallèle)

**Méthode :**Détermination photométrique des composés chlorés moyennant la *N,N*-diéthyl-1,4-phénylènediamine (DPD)

Cuve rectangulaire :	<b>50 mm</b>	<b>10 mm</b>
Domaine de mesure (mg/L ClO <sub>2</sub> ) :	<b>0,04–4,00</b>	<b>0,2–4,0</b>
Longueur d'onde de mesure (LMH = 5–12 nm) :	<b>540 nm / 530 nm</b>	
Temps de réaction :	<b>0 min</b>	
Température de réaction :	<b>20–25 °C</b>	

**Contenu du jeu de réactifs :**

100 mL Chlore R1	50 mL Chlore R4	1 cuillère de mesure 85 mm, noire
20 g Chlore R2	50 mL Chlore R5	1 cuillère de mesure 85 mm, orange
25 g Chlore R3	50 mL Chlore R6	

**Indication de danger :**Vous trouverez des informations sur les risques sur l'étiquette de l'emballage et dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité sur le site [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS) pour la télécharger.**Interférences :**

Pour obtenir une bonne reproductibilité, nous recommandons de travailler rapidement lors de l'échantillonnage (préparer les valeurs A à D simultanément, mesurer l'échantillon avec un cylindre gradué de 25 mL). Pour éviter des erreurs, utiliser toujours les mêmes fioles jaugées pour les valeurs A à D.

Après dilution (1+3), cette méthode convient aussi pour l'analyse de l'eau de mer.

**Exécution dioxyde de chlore (seul) :**

Introduire respectivement dans une fiole jaugée de 25 mL :

Echantillon	Blanc
<b>20 mL</b> de l'échantillon ( <i>la valeur du pH de l'échantillon doit être comprise entre pH 4 et 7</i> )	<b>20 mL</b> d'eau distillée
<b>1 mL</b> de Chlore R4, mélanger	
<b>1 mL</b> de Chlore R1, mélanger	<b>1 mL</b> de Chlore R1, mélanger
<b>1 cuillère de mesure noire</b> de Chlore R2, mélanger	<b>1 cuillère de mesure noire</b> de Chlore R2, mélanger

Ajuster le volume dans les deux fioles à 25 mL avec de l'eau distillée, mélanger et transvaser dans les cuves rectangulaires. Mesurer **instantanément** le dioxyde de chlore. Les réactifs Chlore R3, R5 et R6 ne seront pas utilisés.

**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Valenciennr Str. 11 · 52355 Düren · Allemagne  
Tél. : +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

**France : MACHEREY-NAGEL SAS** · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerdt · France  
Tél. : 03 88 68 22 68 · sales-fr@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €  
Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 · N° intracommunautaire FR04 379 859 531

**Exécution**chlore – dioxyde de chlore – chlorite  
(mesure parallèle) :

Introduire dans cinq fioles jaugées différentes (25 mL) :

Valeur A – Dioxyde de chlore	Valeur B – Chlore libre
<b>1 mL</b> de Chlore R4	<b>20 mL</b> de l'échantillon à analyser ( <i>la valeur du pH de l'échantillon doit être comprise entre pH 4 et 7</i> )
<b>20 mL</b> de l'échantillon à analyser ( <i>la valeur du pH de l'échantillon doit être comprise entre pH 4 et 7</i> )	<b>1 mL</b> de Chlore R1, mélanger
<b>1 mL</b> de Chlore R1, mélanger	<b>1 cuillère de mesure noire</b> de Chlore R2, mélanger

Ajuster les échantillons (valeurs A et B) et le blanc à 25 mL avec de l'eau distillée, mélanger et transvaser dans les cuves rectangulaires. Ajuster le photomètre **instantanément** à zéro moyennant la cuve contenant le blanc. Mesurer les valeurs A et B en extinctions.

Valeur C – Chlore lié	Valeur D – Chlorite
<b>20 mL</b> de l'échantillon à analyser ( <i>la valeur du pH de l'échantillon doit être comprise entre pH 4 et 7</i> )	<b>1 mL</b> de Chlore R5
<b>1 mL</b> de Chlore R1, mélanger	<b>1 cuillère de mesure orange</b> de Chlore R3
<b>1 cuillère de mesure noire</b> de Chlore R2, mélanger	<b>20 mL</b> de l'échantillon à analyser ( <i>la valeur du pH de l'échantillon doit être comprise entre pH 4 et 7</i> ), mélanger attendre <b>3 min</b>
<b>1 cuillère de mesure orange</b> de Chlore R3, mélanger	<b>1 mL</b> de Chlore R6, mélanger
attendre <b>3 min</b>	<b>1 cuillère de mesure noire</b> de Chlore R2, mélanger

Ajuster les échantillons (valeurs C et D) à 25 mL avec de l'eau distillée, mélanger et transvaser dans les cuves rectangulaires. Mesurer les valeurs C et D en extinctions.

**Mesure :**Pour les photomètres **NANOCOLOR®** voir manuel, tests 1-163/1-164.**Photomètres étrangers :**

Contrôler les facteurs d'exploitation pour chaque type d'appareil.

**Exploitation (mg/L) :**

		Cuve rectangulaire		
		50 mm	20 mm	10 mm
Dioxyde de chlore (ClO <sub>2</sub> )	= <b>A</b>	x 2,07	x 5,20	x 10,4
Chlore libre (Cl <sub>2</sub> )	= <b>(B-A)</b>	x 1,09	x 2,72	x 5,4
Chlore lié (Cl <sub>2</sub> )	= <b>(C-B)</b>	x 1,09	x 2,72	x 5,4
Chlorite (ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	= <b>[D-(4A+C)]</b>	x 0,52	x 1,30	x 2,6

**Remarque :**

Il y a présence de chlorite uniquement si : valeur D &gt; (4A+C). Un résultat négatif en chlorite signifie qu'il n'y a pas de chlorite.

**Élimination des déchets :**Vous trouverez des informations concernant l'élimination des produits dans la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité sur le site [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS) pour la télécharger.

REF 918163

es

Test 1-163

09.21

**NANOCOLOR®** Cloro dióxido

cloro – cloro dióxido – clorito (mediciones paralelas)

**Método:**Determinación fotométrica de los compuestos clorados con *N,N*-dietil-1,4-fenilendiamina (DPD)

Cubeta rectangular:	<b>50 mm</b>	<b>10 mm</b>
Rango (mg/L ClO <sub>2</sub> ):	<b>0,04–4,00</b>	<b>0,2–4,0</b>
Longitud onda (HW = 5–12 nm):	<b>540 nm / 530 nm</b>	
Tiempo de reacción:	<b>0 min</b>	
Temperatura de reacción:	<b>20–25 °C</b>	

**Contenido del kit de reactivos:**

100 mL Cloro R1	50 mL Cloro R4	1 cucharada de medición de 85 mm, negra
20 g Cloro R2	50 mL Cloro R5	1 cucharada de medición de 85 mm, naranja
25 g Cloro R3	50 mL Cloro R6	

**Precauciones de seguridad:**

Encontrará la información sobre los riesgos en la etiqueta exterior y en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar la ficha de datos de seguridad en [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

**Interferencias:**

Para obtener una buena reproducibilidad recomendamos que se trabaje con rapidez durante la toma de muestras (preparar simultáneamente los valores A a D, medir la muestra con un cilindro graduado de 25 mL). Para evitar errores, utilizar siempre los mismos matraces graduados para los valores A a D.

El método es aplicable también para el análisis de agua de mar tras dilución (1+3).

**Procedimiento cloro dióxido (solo):**

Verter en dos matraces graduados de 25 mL distintos:

Muestra	Valor en blanco
<b>20 mL</b> de muestra a analizar ( <i>el valor del pH de la muestra debe estar situado entre pH 4 y 7</i> )	<b>20 mL</b> de agua destilada
<b>1 mL</b> de Cloro R4, mezclar	
<b>1 mL</b> de Cloro R1, mezclar	<b>1 mL</b> de Cloro R1, mezclar
<b>1 cucharada negra</b> de Cloro R2, mezclar	<b>1 cucharada negra</b> de Cloro R2, mezclar

Ajustar el volumen de la muestra y del valor en blanco a 25 mL con agua destilada, mezclar nuevamente y verter en cubetas. Medir **inmediatamente** el cloro dióxido. No se utilizarán los reactivos Cloro R3, R5 y R6.

**Procedimiento**

**cloro – cloro dióxido – clorito simultáneamente:**

Verter en cinco matraces graduados de 25 mL distintos:

Valor A – Cloro dióxido	Valor B – Cloro libre
<b>1 mL</b> de Cloro R4	<b>20 mL</b> de muestra a analizar ( <i>el valor del pH de la muestra debe estar situado entre pH 4 y 7</i> )
<b>20 mL</b> de muestra a analizar ( <i>el valor del pH de la muestra debe estar situado entre pH 4 y 7</i> ), mezclar	<b>1 mL</b> de Cloro R1, mezclar
<b>1 mL</b> de Cloro R1, mezclar	<b>1 cucharada negra</b> de Cloro R2, mezclar
<b>1 cucharada negra</b> de Cloro R2, mezclar	
Valor C – Cloro combinado	Valor D – Clorito
<b>20 mL</b> de muestra a analizar ( <i>el valor del pH de la muestra debe estar situado entre pH 4 y 7</i> )	<b>1 mL</b> de Cloro R5,
<b>1 mL</b> de Cloro R1, mezclar	<b>1 cucharada naranja</b> de Cloro R3,
<b>1 cucharada negra</b> de Cloro R2, mezclar	<b>20 mL</b> de muestra a analizar ( <i>el valor del pH de la muestra debe estar situado entre pH 4 y 7</i> ), mezclar
<b>1 cucharada naranja</b> de Cloro R3, mezclar	esperar <b>3 min</b>
esperar <b>3 min</b>	<b>1 mL</b> de Cloro R6, mezclar
	<b>1 cucharada negra</b> de Cloro R2, mezclar

Ajustar el volumen de la muestra (valores A y B) y del valor en blanco a 25 mL con agua destilada, mezclar nuevamente y verter en cubetas. Colocar **inmediatamente** la cubeta con el valor en blanco en el fotómetro y regular éste a cero. Medición de extinciones (valor A y B).

Ajustar el volumen de la muestra (valores C y D) a 25 mL con agua destilada, mezclar nuevamente y verter en cubetas. Medir las extinciones (valor C y D).

**Medición:**

Para fotómetros **NANOCOLOR®** ver el manual, test 1-163/1-164.

**Fotómetros de otros fabricantes:**

Comprobar los factores de evaluación para cada tipo de aparato.

**Evaluación (mg/L):**

		Cubeta rectangular			
		50 mm	20 mm	10 mm	
Cloro dióxido (ClO <sub>2</sub> )	=	<b>A</b>	x 2,07	x 5,20	x 10,4
Cloro libre (Cl <sub>2</sub> )	=	<b>(B-A)</b>	x 1,09	x 2,72	x 5,4
Cloro combinado (Cl <sub>2</sub> )	=	<b>(C-B)</b>	x 1,09	x 2,72	x 5,4
Clorito (ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	=	<b>[D-(4A+C)]</b>	x 0,52	x 1,30	x 2,6

**Nota:**

La detección de clorito es solo positivo si el valor D > (4A+C). Un resultado negativo de clorito quiere decir que no hay clorito.

**Eliminación:**

Consulte la información sobre la eliminación en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar la ficha de datos de seguridad en [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Valencienn Str. 11 · 52355 Düren · Alemania

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

PD 14122 / A011711 / 918163 / 0910.3

REF 918163

nl

Test 1-163 09.21

**NANOCOLOR®** Chloordioxide

chloor – chloordioxide – chlorit naast elkaar

**Metode:**Fotometrische bepaling van de chloorverbindingen door middel van *N,N*-diethyl-1,4-fenyleendiamin (DPD)

Rechthoekcuvette:	50 mm	10 mm
Meetgebied (mg/L ClO <sub>2</sub> ):	0,04–4,00	0,2–4,0
Maatgolflengte (HW = 5–12 nm):	540 nm / 530 nm	
Reactietijd:	0 min	
Reactietemperatuur:	20–25 °C	

**Inhoud van reagentiaset:**

100 mL Chloor R1	50 mL Chloor R4	1 maatlepel 85 mm, zwart
20 g Chloor R2	50 mL Chloor R5	1 maatlepel 85 mm, oranje
25 g Chloor R3	50 mL Chloor R6	

**Voorzorgsmaatregelen:**

Informatie over de gevaren vindt u op het verpakkingsetiket en het veiligheidsinformatieblad. U kunt het veiligheidsinformatieblad downloaden van [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

**Storingen:**

Voor een goede reproduceerbaarheid van de maatwaarden bevelen wij een vlotte werkwijze bij het nemen van de monster aan (waarde A tot D direct naast elkaar aanmaken, monster met 25 mL maatcilinder afmeten). Om vervalsingen te vermijden, moet voor de waarde A tot D altijd dezelfde maatkolf worden gebruikt.

De methode kan ook gebruikt worden voor de analyse van zeewater na verdunning (1+3).

**Procedure chloordioxide afzonderlijk:**

Men doet in telkens één maatkolf van 25 mL:

Monster	Nulwaarde
20 mL monsteroplossing (de pH-waarde van het monster moet liggen tussen pH 4 en 7) 1 mL Chloor R4, mengen 1 mL Chloor R1, mengen 1 zwarte maatlepel Chloor R2, mengen	20 mL gedistilleerd water  1 mL Chloor R1, mengen 1 zwarte maatlepel Chloor R2, mengen

Monster en nulwaarde met gedistilleerd water tot 25 mL opvullen, mengen en in de cuvetten gieten. **Onmiddellijk** chloordioxide meten. Chloor R3, R5 en R6 zijn niet nodig.

**Procedure**

chloor – chloordioxide – chlorit  
naast elkaar:

Men doet in vijf verschillende maatkolven van 25 mL:

Waarde A – chloordioxide	Waarde B – vrij chloor
1 mL Chloor R4 20 mL monsteroplossing (de pH-waarde van het monster moet liggen tussen pH 4 en 7), mengen 1 mL Chloor R1, mengen 1 zwarte maatlepel Chloor R2, mengen	20 mL monsteroplossing (de pH-waarde van het monster moet liggen tussen pH 4 en 7) 1 mL Chloor R1, mengen 1 zwarte maatlepel Chloor R2, mengen

Monsters (waarde A en B) en nulwaarde met gedistilleerd water tot 25 mL opvullen, mengen en in de cuvetten gieten. **Onmiddellijk** cuvette met nulwaarde in de fotometer zetten en daarmee de fotometer op nul zetten. Waarde A en waarde B in extinctie meten.

Waarde C – gebonden chloor	Waarde D – chloriet
20 mL monsteroplossing (de pH-waarde van het monster moet liggen tussen pH 4 en 7) 1 mL Chloor R1, mengen 1 zwarte maatlepel Chloor R2, mengen 1 oranje maatlepel Chloor R3, mengen 3 min wachten	1 mL Chloor R5 en 1 oranje maatlepel Chloor R3 20 mL monsteroplossing (de pH-waarde van het monster moet liggen tussen pH 4 en 7), mengen 3 min wachten 1 mL Chloor R6, mengen 1 zwarte maatlepel Chloor R2, mengen

Monsters (waarde C en D) met gedistilleerd water tot 25 mL opvullen, mengen en in de cuvetten gieten. Waarde C en waarde D in extinctie meten.

**Meting:**

Bij **NANOCOLOR®** fotometers zie handboek, test 1-163/1-164.

**Fotometers van andere fabrikaten:**

De factoren van de evaluatie voor ieder type instrument controleren.

**Evaluatie (mg/L):**

		Rechthoekcuvette		
		50 mm	20 mm	10 mm
Chloordioxide (ClO <sub>2</sub> )	= A	x 2,07	x 5,20	x 10,4
Vrij chloor (Cl <sub>2</sub> )	= (B-A)	x 1,09	x 2,72	x 5,4
Gebonden chloor (Cl <sub>2</sub> )	= (C-B)	x 1,09	x 2,72	x 5,4
Chloriet (ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	= [D-(4A+C)]	x 0,52	x 1,30	x 2,6

**Opmerking:**

Chloriet is alleen aanwezig als de waarde D > (4A+C). Een negatief resultaat voor chloriet betekent dat er geen chloriet aanwezig is.

**Afvalverwerking:**

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over de afvoer. U kunt het veiligheidsinformatieblad downloaden van [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciennr Str. 11 · 52355 Düren · Duitsland

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

PD 14122 / A011711 / 918163 / 0910.3

REF 918163

it

Test 1-163 09.21

**NANOCOLOR®** Biossido di cloro

Misurazione parallela di cloro – biossido di cloro – clorito

**Metode:**Determinazione fotometrica dei componenti del cloro per mezzo di *N,N*-dietil-1,4-fenildiammina (DPD)

Cuvetta rettangolare:	<b>50 mm</b>	<b>10 mm</b>
Campo di misurazione (mg/L ClO <sub>2</sub> ):	<b>0,04–4,00</b>	<b>0,2–4,0</b>
Lungh. d'onda misurata (onda H = 5–12 nm):	<b>540 nm / 530 nm</b>	
Tempo di reazione:	<b>0 min</b>	
Temperatura di reazione:	<b>20–25 °C</b>	

**Contenuto del set di reagenti:**

100 mL Cloro R1	50 mL Cloro R4	1 misurino 85 mm, nero
20 g Cloro R2	50 mL Cloro R5	1 misurino 85 mm, arancione
25 g Cloro R3	50 mL Cloro R6	

**Avvertenze di pericolo:**

Per informazioni sui pericoli, leggere l'etichetta esterna e consultare la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza può essere scaricata dal sito [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

**Interferenze:**

Per una buona riproducibilità dei valori misurati consigliamo di procedere in modo rapido ed ininterrotto durante il prelievo di campioni (preparare il valore da A a D uno accanto all'altro, misurare il campione con un cilindro graduato da 25 mL). Per evitare errori utilizzare sempre gli stessi matracci per misurare i valori da A a D.

Il metodo è adatto anche per l'analisi di acqua di mare dopo diluizione (1+3).

**Procedimento biossido di cloro separatamente:**

Versare in ciascuno dei due matracci da 25 mL:

Campione	Bianco (Zero)
<b>20 mL</b> del campione ( <i>il pH del campione deve essere compreso fra pH 4 e 7</i> )	<b>20 mL</b> acqua distillata e
<b>1 mL</b> Cloro R4, mescolare	
<b>1 mL</b> Cloro R1, mescolare	<b>1 mL</b> Cloro R1, mescolare
<b>1 misurino nero</b> di Cloro R2, mescolare	<b>1 misurino nero</b> di Cloro R2, mescolare

Riempire la provetta con il campione e lo zero con acqua distillata sino a 25 mL, mescolare e versare nelle cuvette. Misurare **subito** il biossido di cloro. Il Cloro R3, R5 e R6 non vengono utilizzati.

**Procedimento**

**cloro – biossido di cloro – clorito**  
**misurazione parallela:**

Versare in cinque diversi matracci da 25 mL:

Valore A – biossido di cloro	Valore B – cloro libero
<b>1 mL</b> Cloro R4	<b>20 mL</b> del campione ( <i>il pH del campione deve essere compreso fra pH 4 e 7</i> ), mescolare
<b>20 mL</b> del campione ( <i>il pH del campione deve essere compreso fra pH 4 e 7</i> ), mescolare	<b>1 mL</b> Cloro R1, mescolare
<b>1 mL</b> Cloro R1, mescolare	<b>1 misurino nero</b> di Cloro R2, mescolare
<b>1 misurino nero</b> di Cloro R2, mescolare	

Riempire i matracci con i campioni (valore A e B) e lo zero con acqua distillata sino a 25 mL, mescolare e versare nelle cuvette. Inserire la cuvetta con lo zero **immediatamente** nel fotometro azzerando così il fotometro. Misurare il valore A e B in estinzione.

Valore C – cloro combinato	Valore D – clorito
<b>20 mL</b> del campione ( <i>il pH del campione deve essere compreso fra pH 4 e 7</i> )	<b>1 mL</b> Cloro R5 e
<b>1 mL</b> Cloro R1, mescolare	<b>1 misurino arancione</b> di Cloro R3
<b>1 misurino nero</b> di Cloro R2, mescolare	<b>20 mL</b> del campione ( <i>il pH del campione deve essere compreso fra pH 4 e 7</i> ), mescolare
<b>1 misurino arancione</b> di Cloro R3, mescolare	attendere <b>3 min</b>
attendere <b>3 min</b>	<b>1 mL</b> Cloro R6, mescolare
	<b>1 misurino nero</b> di Cloro R2, mescolare

Riempire i matracci (valore C e D) con acqua distillata sino a 25 mL, mescolare e versare nelle cuvette. Misurare il valore C e D in estinzione.

**Misurazione:**

Con i fotometri **NANOCOLOR®** vedere il manuale, test 1-163/1-164.

**Fotometri di altri produttori:**

Controllare il fattore della valutazione per ogni tipo di strumento.

**Valutazione (mg/L):**

		Cuvetta rettangolare			
		50 mm	20 mm	10 mm	
Biossido di cloro (ClO <sub>2</sub> )	=	<b>A</b>	x 2,07	x 5,20	x 10,4
Cloro libero (Cl <sub>2</sub> )	=	<b>(B-A)</b>	x 1,09	x 2,72	x 5,4
Cloro combinato (Cl <sub>2</sub> )	=	<b>(C-B)</b>	x 1,09	x 2,72	x 5,4
Clorito (ClO <sub>2</sub> )	=	<b>[D-(4A+C)]</b>	x 0,52	x 1,30	x 2,6

**Nota:**

La presenza di cloriti è confermata solo se la seguente disequazione è vera: D > (4A+C). Altrimenti si ha l'assenza di cloriti.

**Smaltimento:**

Per informazioni sullo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza può essere scaricata dal sito [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Valencienn Str. 11 · 52355 Düren · Germania

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

PD 14122 / A011711 / 918163 / 0910.3

REF 918163

hu

# Teszt 1-163 09.21

## NANOCOLOR® Klórdioxid

klór – klórdioxid – klorit egyidejű leg

### Módszer:

A szabad és összes klór tartalom fotometriás meghatározása N,N-dietil-1,4-fenilén diaminnal (DPD)

Küvetta:	50 mm	10 mm
Méréstartomány (mg/L ClO <sub>2</sub> ):	0.04–4,00	0.2–4,0
Hullámhossz (HW = 5–12 nm):	540 nm / 530 nm	
Reakcióidő:	0 perc	
Reakció hőmérséklet:	20–25 °C	

### A reagens készlet tartalma:

100 mL Klór R1 reagens	50 mL Klór R4 reagens	1 mérőkanál 85 mm-es, fekete
20 g Klór R2 reagens	50 mL Klór R5 reagens	1 mérőkanál 85 mm-es, narancssárga
25 g Klór R3 reagens	50 mL Klór R6 reagens	

### Veszélyesség:

A biztonsággal kapcsolatos információkat a termék címkéjén és biztonsági adatlapján talál. A biztonsági adatlapot a következő webhelyről töltheti le: [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

### Zavaró hatások:

A jó reprodukálhatóság érdekében azt javasoljuk, hogy a mintavételtől kezdődően minél rövidebb idő alatt végezze el a munkafeladatokat (Az "A" és "D" érték meghatározását végezze párhuzamosan. A minta méréséhez használjon 25 mL-es mérőhengert). A hibák elkerülése érdekében használjon azonos lombikokat az "A" és a "D" érték meghatározásánál.

A módszer tengervizek analizisére is alkalmazható előzetes hígítás után (1+3).

### Végrehajtás klórdioxid (külön):

Töltsön két külön 25 mL-es mérőlombikba:

Minta	Vak érték
20 mL mintát (a minta pH értékét 4 és 7 köze kell lennie)	20 mL desztillált vizet
1 mL R4 reagenst, keverje össze	
1 mL R1 reagenst, keverje össze	1 mL R1 reagenst, keverje össze
1 fekete mérőkanál R2 reagenst, keverje össze	1 fekete mérőkanál R2 reagenst, keverje össze

Töltse fel jelig a 25 mL-es mérőlombikokat desztillált vízzel, és még egyszer keverje össze. Öntse a mintát és a vak értéket két külön küvetta. **Azonnal** mérje a klórdioxidot. Az R3, R5 és R6 reagenseket nem kell használni ennél a mérésnél.

### Végrehajtás

klór – klórdioxid – klorit egyidejű leg:

Töltsön öt különböző 25 mL-es lombikba:

A érték – klórdioxid	B érték – szabad klór
1 mL R4 reagenst	
20 mL mintát (a minta pH értékének 4 és 7 között kell lennie), keverje össze	20 mL mintát (a minta pH értékének 4 és 7 között kell lennie)
1 mL R1 reagenst, keverje össze	1 mL R1 reagenst, keverje össze
1 fekete mérőkanál R2 reagenst, keverje össze	1 fekete mérőkanál R2 reagenst, keverje össze

Töltse fel jelig a 25 mL-es mérőlombikban a mintákat desztillált vízzel, és még egyszer keverje össze. Öntse a mintákat és a vak értéket külön küvetta. **Azonnal** kezdje el a extinkció mérést a fotométerrel.

C érték – kötött klór	D érték – klorit
20 mL mintát (a minta pH értékének 4 és 7 között kell lennie)	1 mL R5 reagenst
1 mL R1 reagenst, keverje össze	1 narancs mérőkanál R3 reagenst
1 fekete mérőkanál R2 reagenst, keverje össze	20 mL mintát (a minta pH értékének 4 és 7 között kell lennie), keverje össze
1 narancs mérőkanál R3 reagenst, keverje össze	várjon 3 percet
	1 mL R6 reagenst, keverje össze
	1 fekete mérőkanál R2 reagenst, keverje össze

Töltse fel jelig a 25 mL-es mérőlombikban mintákat desztillált vízzel, és még egyszer keverje össze. Öntse a mintákat külön küvetta. Kezdje az extinkció mérést a fotométerrel.

### Mérés:

NANOCOLOR® fotométerekkel, lásd. teszt 1-163/1-164 használati utasítás.

### Mérés más gyártmányú fotométerrel:

Ellenőrizze a faktort standard oldatokkal mindegyik típus esetében.

### Kiértékelés (mg/L):

		Küvetta			
		50 mm	20 mm	10 mm	
klórdioxid (ClO <sub>2</sub> )	=	A	x 2.07	x 5.20	x 10.4
szabad klór (Cl <sub>2</sub> )	=	(B-A)	x 1.09	x 2.72	x 5.4
kötött klór (Cl <sub>2</sub> )	=	(C-B)	x 1.09	x 2.72	x 5.4
klorit (ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	=	[D-(4A+C)]	x 0.52	x 1.30	x 2.6

### Megjegyzés:

Klorit csak akkor van jelen, ha az érték D &gt; (4A+C). A negatív klorit érték azt jelenti, hogy nincs jelen klorit.

### Rendelkezés:

A termék árthatatlanításával kapcsolatos információkat a biztonsági adatlapon talál. A biztonsági adatlapot a következő webhelyről töltheti le: [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

REF 918163

pl

Metoda 1-163 09.21

**NANOCOLOR® Dwutlenek chloru**

chlor – dwutlenek chloru – chloryny

**OPIS METODY:**Reakcja barwna związków chloru z *N,N*-dietylo-1,4-fenylenodiaminą (DPD)

Kuweta:	<b>50 mm</b>	<b>10 mm</b>
Zakres (mg/L ClO <sub>2</sub> ):	<b>0,04–4,00</b>	<b>0,2–4,0</b>
Długość fali (HW = 5–12 nm):	<b>540 nm / 530 nm</b>	
Czas reakcji:	<b>0 min</b>	
Temperatura reakcji:	<b>20–25 °C</b>	

**SKŁAD ZESTAWU:**

Odczynnik R1 – 100 mL	Odczynnik R4 – 50 mL	Czarna miarka 85 mm – 1
Odczynnik R2 – 20 g	Odczynnik R5 – 50 mL	Pomarańczowa miarka 85 mm – 1
Odczynnik R3 – 25 g	Odczynnik R6 – 50 mL	

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Informacje dotyczące zagrożeń można znaleźć na etykiecie zewnętrznej i w karcie charakterystyki. Kartę charakterystyki można pobrać na stronie [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

**ZWIĄZKI PRZESZKADZAJĄCE I OGRANICZENIA:**

Dobłą powtarzalność uzyskuje się przy szybkim poborze prób. Należy przygotowywać jednocześnie próby od A do D. Aby uniknąć zafałszowywania wyników należy używać zawsze tych samych kolb do przygotowywania roztworów.

Metoda nadaje się do badania rozcieńczonej wody morskiej (1+3).

**WYKONANIE OZNACZENIA dwutlenek chloru:**

Do każdej z kolb miarowych 25 mL dodać:

Próba badana	Próba ślepa
20 mL próby badanej ( <i>pH próby powinno być pomiędzy 4–7</i> )	20 mL wody destylowanej
1 mL odczynnika R4, wymieszać	
1 mL odczynnika R1, wymieszać	1 mL odczynnika R1, wymieszać
1 czarną miarkę odczynnika R2, wymieszać	1 czarną miarkę odczynnika R2, wymieszać

Roztwory uzupełnić wodą destylowaną do 25 mL, wymieszać. Przełać roztwory do kuwet pomiarowych i natychmiast wykonać pomiar. W tej procedurze nie używa się odczynników R3, R5 i R6.

**WYKONANIE OZNACZENIA**

chlor – dwutlenek chloru – chloryny:

Do każdej z kolb miarowych 25 mL dodać:

Wartość A – dwutlenek chloru	Wartość B – chlor wolny
1 mL odczynnika R4	
20 mL próby badanej ( <i>pH próby powinno być pomiędzy 4–7</i> ), wymieszać	20 mL próby badanej ( <i>pH próby powinno być pomiędzy 4–7</i> )
1 mL odczynnika R1, wymieszać	1 mL odczynnika R1, wymieszać
1 czarną miarkę odczynnika R2, wymieszać	1 czarną miarkę odczynnika R2, wymieszać

Roztwory A + B i próbę ślepa uzupełnić wodą destylowaną do 25 mL, wymieszać. Przełać roztwory do kuwet pomiarowych. **Natychmiast** wykonać pomiar ekstynkcji (wartość A i B).

Wartość C – chlor związany	Wartość D – chloryny
20 mL próby badanej ( <i>pH próby powinno być pomiędzy 4–7</i> )	1 mL odczynnika R5
1 mL odczynnika R1, wymieszać	1 pomarańczową miarkę odczynnika R3
1 czarną miarkę odczynnika R2, wymieszać	20 mL próby badanej ( <i>pH próby powinno być pomiędzy 4–7</i> ), wymieszać
1 pomarańczową miarkę odczynnika R3, wymieszać	odczekać 3 min
odczekać 3 min	1 mL odczynnika R6, wymieszać
	1 czarną miarkę odczynnika R2, wymieszać

Roztwory C + D uzupełnić wodą destylowaną do 25 mL, wymieszać. Przełać roztwory do kuwet pomiarowych. Wykonać pomiar ekstynkcji (wartość C i D).

**POMIAR:**

Dla fotometrów **NANOCOLOR®** patrz instrukcja obsługi, metoda 1-163/1-164.

**FOTOMETRY INNYCH PRODUCENTÓW:**

Dla fotometrów innych producentów zalecamy wykonanie własnej krzywej kalibracyjnej.

**OBLICZANIE WYNIKÓW (mg/L):**

		Rodzaj kuwety			
		50 mm	20 mm	10 mm	
Dwutlenek chloru (ClO <sub>2</sub> )	=	<b>A</b>	x 2.07	x 5.20	x 10.4
Chlor wolny (Cl <sub>2</sub> )	=	<b>(B-A)</b>	x 1.09	x 2.72	x 5.4
Chlor związany (Cl <sub>2</sub> )	=	<b>(C-B)</b>	x 1.09	x 2.72	x 5.4
Chloryny (ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	=	<b>[D-(4A+C)]</b>	x 0.52	x 1.30	x 2.6

**WSKAZÓWKA:**

Wynik pomiarów chlorynów należy uznać za pozytywny wtedy, gdy wartość D > (4A+C). Wynik negatywny oznacza, że w roztworze nie występują chloryny.

**NEUTRALIZACJA:**

Informacje dotyczące usuwania można znaleźć w karcie charakterystyki. Kartę charakterystyki można pobrać na stronie [www.mn-net.com/SDS](http://www.mn-net.com/SDS).

**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Valenciennes Str. 11 · 52355 Düren · Niemcy

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

PD 14122 / A011711 / 918163 / 0910.3