

REF 918929

04.23

de

NANOCOLOR[®] Isobutylmethyleketon (MIBK)

Methode:

Zusatzreagenz für Test 0-74 *NANOCOLOR[®]* Phenol-Index-5

Inhalt:

1 × 100 mL MIBK

Gefahrenhinweise:

Reagenz enthält Isobutylmethyleketon 20–100 %. Für weitere Informationen können Sie ein Sicherheitsdatenblatt anfordern.

Ausführung:

Siehe Gebrauchsanweisung *NANOCOLOR[®]* Phenol-Index-5

Entsorgung:

Die Isobutylmethyleketon-Rückstände müssen separat fachgerecht entsorgt werden.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

Schweiz : **MACHEREY-NAGEL AG** · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Schweiz

Tel.: 062 388 55 00 · sales-ch@mn-net.com

PD 16045 / A026894 / 918929 / xxxx

REF 918929

04.23

en

NANOCOLOR[®] Isobutyl methyl ketone (MIBK)

Method:

Accessory reagent for test 0-74 *NANOCOLOR[®]* Phenolic index 5

Contents:

1 × 100 mL MIBK

Hazard warning:

Reagent contains isobutyl methyl ketone 20–100 %. For further information ask for a safety data sheet.

Procedure:

See instructions for use *NANOCOLOR[®]* Phenolic index 5

Disposal:

Collect the contents of the cuvettes as isobutyl methyl ketone containing waste disposal. Please observe local regulations concerning waste.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

PD 16045 / A026894 / 918929 / xxxx

REF 918929

04.23

fr

NANOCOLOR[®] Isobutylméthylcétone (MIBK)

Méthode :

Réactif supplémentaire pour test 0-74 *NANOCOLOR[®]* Indice phénol 5

Contenu :

1 × 100 mL MIBK

Indication de danger :

Le réactif contient de isobutylméthylcétone 20–100 %. Pour avoir des informations supplémentaires, commandez s.v.p. une fiche de données de sécurité

Exécution :

Voire mode d'emploi *NANOCOLOR[®]* Indice phénol 5

Elimination des déchets :

Le contenu des cuves, contenant de l'isobutylméthylcétone, doit être éliminé selon les normes.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Allemagne

Tél. : +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

France : MACHEREY-NAGEL SAS · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerd · France

Tél. : 03 88 68 22 68 · sales-fr@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €

Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 · N° intracommunautaire FR04

379 859 531

PD 16045 / A026894 / 918929 / xxxx

REF 918929

04.23

es

NANOCOLOR® Isobutil-metil-cetona (MIBK)

Método :

Reactivo adicional para test 0-74 *NANOCOLOR®* Índice fenolico 5

Contenido :

1 × 100 mL MIBK

Precauciones de seguridad :

El reactivo contiene isobutil-metil-cetona 20 – 100 %. Para más información, puede solicitar una ficha de datos de seguridad.

Procedimiento:

Consulte las instrucciones de uso *NANOCOLOR®* Índice fenolico 5

Eliminación :

El contenido de las cubetas, que contiene isobutil-metil-cetona, debe ser recogido y eliminar como corresponde a residuos especiales.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Alemania

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

PD 16045 / A026894 / 918929 / xxxx

REF 918929

04.23

nl

NANOCOLOR® Isobutylmethylketon (MIBK)

Methode:

Aanvullende reagentia voor test 0-74 *NANOCOLOR®* Fenolindex 5

Inhoud:

1 × 100 mL MIBK

Voorzorgsmaatregelen:

Reagens bevat isobutylmethylketon 20–100 %. Voor meer informatie kunt u een veiligheidsinformatieblad aanvragen.

Procedure:

Zie gebruiksaanwijzing *NANOCOLOR®* Fenolindex 5

Afvalverwerking :

De inhoud van de cuvetten als isobutylmethylketon bevattend speciaal afval verzamelen en deskundig opslaan.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Duitsland

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

PD 16045 / A026894 / 918929 / xxxx

REF 918929

04.23

it

NANOCOLOR[®] Isobutilmetilchetone (MIBK)

Metodo :

Reagente supplementare per test 0-74 *NANOCOLOR[®]* Indice fenolico 5

Contenuto :

1 × 100 mL MIBK

Avvertenze di sicurezza :

Il reagente contiene isobutilmetilchetone 20–100 %. Per ulteriori informazioni potete richiedere una scheda informativa in materia di sicurezza.

Procedimento:

Vedere gli istruzioni per l'uso *NANOCOLOR[®]* Indice fenolico 5

Smaltimento :

Raccogliere il contenuto delle cuvette come rifiuti speciali contenenti isobutilmetilchetone ed eliminarli in modo appropriato.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germania

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

PD 16045 / A026894 / 918929 / xxxx

REF 918929

04.23

hu

NANOCOLOR® Isobutil-metil-ke-ton (MIBK)

Módszer:

Kiegészítő reagens teszt 0-74 **NANOCOLOR®** Fenol index 5

A tartalma:

1 × 100 mL MIBK

Veszélyesség:

Az reagens 20–100 % isobutil-metil-ke-ton tartalmaz. További információért, kérje a termék biztonságtechnikai adatlapját.

Végrehajtás:

Lásd teszt **NANOCOLOR®** Fenol index 5 használati utasítása

Rendelkezés:

Az izobutil-metil-ke-ton maradványokat szakszerűen külön kell ártalmatlanítani. Kérjük, vegye figyelembe a helyi hulladékártalmatlanítási előírásokat.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Németország

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

PD 16045 / A026894 / 918929 / xxxx

REF 918929

04.23

pl

NANOCOLOR® Keton izobutylometylowy (MIBK)

OPIS METODY:

Dodatkowy odczynnik do metoda 0-74 **NANOCOLOR®** Indeks fenolowy 5

SKŁAD ZESTAWU:

1 × 100 mL MIBK

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Odczynnik zawiera keton izobutylometylowy 20–100 %. Dodatkowych informacji należy szukać w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych.

WYKONANIE OZNACZENIA:

Patrz instrukcja obsługi **NANOCOLOR®** Indeks fenolowy 5

NEUTRALIZACJA:

Pozostałości izobutylometyloketonu muszą być oddzielnie i facho-
wo usuwane. Należy przy tym przestrzegać miejscowych przepi-
sów dotyczących usuwania odpadów.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Niemcy

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

PD 16045 / A026894 / 918929 / xxxx