

PROMOCJA
WAKACYJNA

–30%



Automatyczny czytnik pasków wskaźnikowych QUANTOFIX® Relax

Zanurz i odczytaj wynik

- Wysoka czułość
- Dokładne wyniki
- Najwyższa precyzja
- Obiektywne odczyty
- Łatwość zarządzania wynikami

Czytnik pasków QUANTOFIX® Relax

Paski wskaźnikowe do QUANTOFIX® Relax

W tabeli poniżej zestawiono paski, które można odczytywać za pomocą QUANTOFIX® Relax. Kolejne paski będą dodawane do oprogramowania sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. W przypadku zainteresowania dodaniem do oprogramowania kolejnego paska QUANTOFIX® prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym [www](http://www.aqualab.pl).

Test	Zakres	Nr kat.
QUANTOFIX® Amoniak* www	10 – 350 mg/l NH ₄ ⁺	913 15
QUANTOFIX® Azotany 100 www	3 – 100 mg/l NO ₃ ⁻ / 0,5 – 50 mg/l NO ₂ ⁻	913 51
QUANTOFIX® Azotany 250 www	4 – 250 mg/l NO ₃ ⁻	913 66
QUANTOFIX® Azotany/Azotyny www	10 – 500 mg/l NO ₃ ⁻ / 0,5 – 80 mg/l NO ₂ ⁻	913 13
QUANTOFIX® Azotyny www	0,5 – 80 mg/l NO ₂ ⁻	913 11
QUANTOFIX® Azotyny 25 www	0,5 – 25 mg/l NO ₂ ⁻	913 67
QUANTOFIX® Azotyny 3000 www	0,1 – 3,0 g/l NO ₂ ⁻	913 22
QUANTOFIX® Chlor HE www	0,1 – 10 mg/l Cl ₂	913 39
QUANTOFIX® Chromiany www	3–100 mg/l CrO ₄ ²⁻	913 01
QUANTOFIX® Cukier całkowity www	55 – 700 mg/l fruktozy/glukozy	913 52
QUANTOFIX® Cynk www	5 – 40 mg/l Zn ²⁺	913 10
QUANTOFIX® Formaldehyd* www	10 – 200 mg/l HCHO	913 28
QUANTOFIX® Fosforany* www	3 – 80 mg/l PO ₄ ³⁻	913 20
QUANTOFIX® Glukoza www	50 – 2000 mg/l glukozy	913 48
QUANTOFIX® Kwas askorbinowy www	25 – 1000 mg/l wit. C	913 14
QUANTOFIX® Kwas nadoctowy 50 www	5 – 50 mg/l PAA	913 40
QUANTOFIX® Kwas nadoctowy 500 www	50 – 500 mg/l PAA	913 41
QUANTOFIX® Kwas nadoctowy 2000 www	500 – 2000 mg/l PAA	913 42
QUANTOFIX® Miedź www	10 – 300 mg/l Cu ^{+/2+}	913 04
QUANTOFIX® Nadtlenki 25 www	0,5 – 25 mg/l H ₂ O ₂	913 19
QUANTOFIX® Nadtlenki 100 www	1 – 100 mg/l H ₂ O ₂	913 12
QUANTOFIX® Nadtlenki 1000 www	50 – 1000 mg/l H ₂ O ₂	913 33
QUANTOFIX® Nikiel www	5 – 100 mg/l Ni ²⁺	913 05
QUANTOFIX® Siarczyny www	10 – 500 mg/l SO ₃ ²⁻	913 06
QUANTOFIX® Żelazo 1000 www	5 – 500 mg/l Fe ^{2+/3+}	913 30
pH-Fix 0-14 www	pH 1,0 – 13,0	921 10
pH-Fix 0,0-6,0 www	pH 0,5 – 6,0	921 15
pH-Fix 2,0-9,0 www	pH 2,0 – 9,0	921 18
pH-Fix 3,6-6,1 www	pH 3,6 – 6,1	921 30
pH-Fix 4,5-10,0 www	pH 4,5 – 10,0	921 20
pH-Fix 6,0-10,0 www	pH 6,0 – 10,0	921 22
pH-Fix 6,0-7,7 www	pH 6,0 – 7,7	921 50
pH-Fix 7,0-14,0 www	pH 7,0 – 13,5	921 25

Paski wskaźnikowe i urządzenie QUANTOFIX® Relax nie mogą być używane do zastosowań medycznych.

* Produkt zawiera substancje szkodliwe, które muszą być specjalnie oznakowane jako niebezpieczne. Aby uzyskać szczegółowe informacje zobacz kartę charakterystyki.

Dane techniczne:

QUANTOFIX® Relax

Nr kat. 913 46 [www](http://www.aqualab.pl)

Pamięć	200 wyników pomiarowych
Komunikacja	ekran dotykowy, wprowadzanie alfanumeryczne, ochrona hasłem, wbudowana drukarka termiczna
Złącza	USB i RS 232 do połączenia z PC, PS/2 do podłączenia klawiatury lub czytnika kodów
Wymiary	160 × 75 × 200 mm (W × S × G), 710 g (bez baterii i zasilacza)
Zasilanie	110 - 240V AC, 6 baterii AA (opcjonalnie)
Warunki pracy	temperatura 10 - 40°C, wilgotność maks. 80% (bez kondensacji), kalibracja automatyczna / własna
Wydajność	50 odczytów na godzinę



Producent



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valenciennier Str. 11
52355 Düren · Germany
Tel.: +49 24 21 969-0
info@mn-net.com



Management
System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 900008538

Sprzedaż i autoryzowany serwis na terenie Polski



AQUA LAB A. Sierżputowski i Wspólnicy Sp. j.
ul. Zabłocka 10
03-194 Warszawa
tel. 22 676 90 28
kom. 690 340 717
NIP 524-24-45-688
KRS 0000140632
info@aqualab.pl
www.aqualab.pl