



Automatyczny czytnik pasków wskaźnikowych **QUANTOFIX® Relax**

Zanurz i odczytaj wynik

- Wysoka czułość
- Dokładne wyniki
- Najwyższa precyzja
- Obiektywne odczyty
- Łatwość zarządzania wynikami

Czytnik pasków QUANTOFIX® Relax

Paski wskaźnikowe do QUANTOFIX® Relax

W tabeli poniżej zestawiono paski, które można odczytywać za pomocą QUANTOFIX® Relax. Kolejne paski będą dodawane do oprogramowania sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. W przypadku zainteresowania dodaniem do oprogramowania kolejnego paska QUANTOFIX® prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem Macherey-Nagel.

Test	Zakres	Nr kat.
QUANTOFIX® Amoniak*	10–350 mg/l NH ₄ ⁺	913 15
QUANTOFIX® Azotany 100	3–100 mg/l NO ₃ ⁻ / 0,5–50 mg/l NO ₂ ⁻	913 51
QUANTOFIX® Azotany/Azotyny	10–500 mg/l NO ₃ ⁻ / 0,5–80 mg/l NO ₂ ⁻	913 13
QUANTOFIX® Azotyny	0,5–80 mg/l NO ₂ ⁻	913 11
QUANTOFIX® Azotyny 3000	0,1–3,0 g/l NO ₂ ⁻	913 22
QUANTOFIX® Chlor HE	0,1–10 mg/l Cl ₂	913 39
QUANTOFIX® Chromiany	3–100 mg/l CrO ₄ ²⁻	913 01
QUANTOFIX® Cukier całkowity	55–700 mg/l fruktozy/glukozy	913 52
QUANTOFIX® Cynk	5–40 mg/l Zn ²⁺	913 10
QUANTOFIX® Formaldehyd*	10–200 mg/l HCHO	913 28
QUANTOFIX® Fosforany *	3–80 mg/l PO ₄ ³⁻	913 20
QUANTOFIX® Glukoza	50–2000 mg/l Glukozy	913 48
QUANTOFIX® Kwas askorbinowy	25–1000mg/l Vit. C	913 14
QUANTOFIX® Kwas nadoctowy 50	5–50 mg/l PAA	913 40
QUANTOFIX® Kwas nadoctowy 500	50–500 mg/l PAA	913 41
QUANTOFIX® Kwas nadoctowy 2000	500–2000 mg/l PAA	913 42
QUANTOFIX® Miedź	10–300 mg/l Cu ⁺²⁺	913 04
QUANTOFIX® Nadtlenki 25	0,5–25 mg/l H ₂ O ₂	913 19
QUANTOFIX® Nadtlenki 100	1–100 mg/l H ₂ O ₂	913 12
QUANTOFIX® Nadtlenki 1000	50–1000 mg/l H ₂ O ₂	913 33
QUANTOFIX® Nikiel	5–100 mg/l Ni ²⁺	913 05
QUANTOFIX® Siarczyny	10–500 mg/l SO ₃ ²⁻	913 06
QUANTOFIX® Żelazo 1000	5–500 mg/l Fe ^{2+/3+}	913 30
pH-Fix 0-14	pH 1,0–13,0	921 10
pH-Fix 0.0-6.0	pH 0,5–6,0	921 15
pH-Fix 2.0-9.0	pH 2,0–9,0	921 18
pH-Fix 3.6-6.1	pH 3,6–6,1	921 30
pH-Fix 4.5-10.0	pH 4,5–10,0	921 20
pH-Fix 6.0-10.0	pH 6,0–10,0	921 22
pH-Fix 6.0-7.7	pH 6,0–7,7	921 50
pH-Fix 7.0-14.0	pH 7,0–13,5	921 25

Paski wskaźnikowe i urządzenie QUANTOFIX® Relax nie mogą być używane do zastosowań medycznych.

* Produkt zawiera substancje szkodliwe, które muszą być specjalnie oznakowane jako niebezpieczne. Aby uzyskać szczegółowe informacje zobacz kartę charakterystyki.

Dane techniczne:

QUANTOFIX® Relax

Nr kat 913 46

Pamięć	200 wyników pomiarowych
Komunikacja	ekran dotykowy, wprowadzanie alfanumeryczne, ochrona hasłem, wbudowana drukarka termiczna
Złącza	USB i RS 232 do połączenia z PC, PS/2 do podłączenia klawiatury lub czytnika kodów
Wymiary	160 × 75 × 200 mm (W × S × G), 710 g (bez baterii i zasilacza)
Zasilanie	110 - 240V AC, 6 baterii AA (opcjonalnie)
Warunki pracy	temperatura 10 - 40°C, wilgotność maks. 80% (bez kondensacji), kalibracja automatyczna / własna
Wydajność	50 pasków na godzinę



Producent



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valenciener Str. 11
52355 Düren · Germany
Tel.: +49 24 21 969-0
info@mn-net.com

Sprzedaż i serwis na terenie Polski



AQUA LAB A.Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.
ul. Zabłocka 10 NIP 524-24-45-688
03-194 Warszawa KRS 0000140632
tel. 22 676 90 28 info@aqualab.pl
kom. 690 340 717 www.aqualab.pl