

MACHEREY-NAGEL



Szybkie Testy dla przemysłu mleczarskiego

Szybkie Testy



Promocja!

Paski wskaźnikowe

- Szybkie oznaczenie
- Łatwe wykonanie
- Precyzyjny odczyt

Precyzyjny
pomiar z
QUANTOFIX®
Relax



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



MN Paski wskaźnikowe dla przemysłu mleczarskiego

W przemyśle mleczarskim paski wskaźnikowe są łatwymi w użyciu narzędziami do kontroli jakości. Dostarczają cennych informacji zarówno na etapie produkcji jak i przetwarzania mleka.

Paski wskaźnikowe na obecność nadtlenu lub kwasu nadoctowego służą do sprawdzenia, czy środki dezynfekcyjne zostały całkowicie wypłukane z opakowań przed ich napełnieniem produktem. Proces podgrzewania mleka można łatwo kontrolować za pomocą pasków wskaźnikowych do oznaczania fosfatyzy i peroksydazy.



Informacje o produktach

Produkt	Cecha	Skala	Nr kat.
QUANTOFIX® Nadtlenu 25* www	<ul style="list-style-type: none">■ Oznaczanie nadtlenu od 0,5 mg/l■ Przechowywanie w temperaturze pokojowej■ Zabezpieczenie przed fałszywie dodatnim wynikiem	0 • 0,5 • 2 • 5 • 10 • 25 mg/l H ₂ O ₂	91319
QUANTOFIX® Kwas nadoctowy 50* www	<ul style="list-style-type: none">■ Specyficzne dla kwasu nadoctowego■ Brak interferencji z nadtlenukami (przy zachowaniu czasu reakcji)■ Przechowywanie w temperaturze pokojowej	0 • 5 • 10 • 20 • 30 • 50 mg/l kwas nadoctowy	91340
Phosphatesmo MI www	<ul style="list-style-type: none">■ Wykrywanie fosfatyzy zasadowej w mleku■ Prosta kontrola jakości procesu pasteryzacji■ Prosta procedura „Dip & Read”	Granica wykrywalności: 300 U/l fosfatyzy zasadowej w mleku UHT	90612
Peroxtesmo MI www	<ul style="list-style-type: none">■ Wykrywanie laktoperoksydazy w mleku■ Prosta kontrola jakości procesu UHT■ Nietoksyczne i bezwonne	Granica wykrywalności: 3 % mleka surowego w mleku UHT	90627
pH-Fix 2,0–9,0* www	<ul style="list-style-type: none">■ Zawsze gotowe do użycia■ Skala barw zapewniająca precyzyjne wyniki■ Wiarygodne oznaczenia w ciągu kilku sekund	pH 2,0 • 2,5 • 3,0 • 3,5 • 4,0 • 4,5 • 5,0 • 5,5 • 6,0 • 6,5 • 7,0 • 7,5 • 8,0 • 8,5 • 9,0	92118
Pozostałe			
WATOR www	Paski do wykrywania wody w maśle		90610
Zapalenie wymion www	Testy przesiewowe wykrywające zapalenie wymion		90748
QUANTOFIX® Nadtlenu 1000* www	Oznaczanie nadtlenu do 1000 mg/l		91333
QUANTOFIX® Wapń www	Proste oznaczanie wapnia w mleku w zakresie od 10 do 100 mg/l		91324
QUANTOFIX® Chlor HE* www	Wykrywanie śladowych zawartości chloru całkowitego od 0,1 mg/l		91339

* Współpracuje z QUANTOFIX® Relax

QUANTOFIX® Relax [www](#)

nr kat. 91346

Urządzenie służy do automatycznego odczytu pasków wskaźnikowych QUANTOFIX®.

Aby w kilka sekund uzyskać precyzyjny i obiektywny wynik wystarczy umieścić pasek na szynie pomiarowej czytnika QUANTOFIX® Relax. Wyniki są drukowane i zapisywane w pamięci urządzenia, można je również przesłać do komputera PC. Jest to idealne rozwiązanie do kontroli jakości procesu produkcji.

QUANTOFIX® Relax – łatwa i niezawodna kontrola jakości

- Wysoka precyzja
- Obiektywne wyniki
- Łatwe zarządzanie wynikami

Zapytaj o
ceny
specjalne



QUANTOFIX® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG.

Producent



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valenciener Str. 11
52355 Düren · Germany
Tel.: +49 24 21 969-0
info@mn-net.com



AQUA LAB A.Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.
ul. Zabłocka 10 NIP 524-24-45-688
03-194 Warszawa KRS 0000140632
tel. 22 676 90 28 info@aqualab.pl
kom. 690 340 717 www.aqualab.pl

Sprzedaż i serwis na terenie Polski