

MACHEREY-NAGEL



# Szybkie Testy dla przemysłu spożywczego

Szybkie Testy



Promocja!

Paski wskaźnikowe

- Wiarygodne wyniki
- Precyzyjny odczyt
- Skuteczna kontrola jakości

Precyzyjny  
pomiar z  
QUANTOFIX®  
Relax



MACHEREY-NAGEL

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



# MN Paski wskaźnikowe dla przemysłu spożywczego

W produkcji żywności priorytetem są wysoka jakość produktu i bezpieczeństwo konsumenta. MN oferuje szeroką gamę pasków wskaźnikowych, które mogą być stosowane do monitoringu jakości produktów oraz bezpieczeństwa i wydajności procesu produkcji. Paski wskaźnikowe MN są szybkie, łatwe w użyciu i niezawodne.



## Informacje o produktach

Produkt	Cecha	Skala	Nr kat.
QUANTOFIX® Nadtlenki 25* <a href="#">www</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Oznaczanie nadtlenków od 0,5 mg/l</li><li>■ Przechowywanie w temperaturze pokojowej</li><li>■ Dokładne wyniki w 15 sekund</li></ul>	0 • 0,5 • 2 • 5 • 10 • 25 mg/l H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	91319
QUANTOFIX® Siarczyny* <a href="#">www</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Siarczyny w produktach spożywczych mogą powodować alergie</li><li>■ Kontrola siarczynów w produktach konserwowanych siarką</li><li>■ Wiarygodne wyniki w 20 sekund</li></ul>	0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 mg/l SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	91306
QUANTOFIX® Kwas nadoctowy 2000* <a href="#">www</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Specyficzne dla kwasu nadoctowego</li><li>■ Brak interferencji z nadtlenkami</li><li>■ Zakres do 2000 mg/l</li></ul>	0 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 mg/l Kwas nadoctowy	91342
pH-Fix 2,0-9,0* <a href="#">www</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zawsze gotowe do użycia</li><li>■ Skala barw zapewniająca precyzyjne wyniki</li><li>■ Wiarygodne oznaczenie w kilka sekund</li></ul>	pH 2,0 • 2,5 • 3,0 • 3,5 • 4,0 • 4,5 • 5,0 • 5,5 • 6,0 • 6,5 • 7,0 • 7,5 • 8,0 • 8,5 • 9,0	92118
QUANTOFIX® Kwas askorbinowy (Witamina C)* <a href="#">www</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Witamina C jest ważna i pożądana w produktach spożywczych</li><li>■ Stosowana jest jako stabilizator i antyutleniacz</li><li>■ Wiarygodne wyniki w 45 sekund</li></ul>	0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 1000 • 2000 mg/l witaminy C	91314
QUANTOFIX® Azotany/ Azotyny* <a href="#">www</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Powszechnie obecne w żywności</li><li>■ W wysokich dawkach mają negatywny wpływ na zdrowie</li><li>■ Wiarygodne wyniki w 60 sekund</li></ul>	0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 mg/l NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 0 • 1 • 5 • 10 • 20 • 40 • 80 mg/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	91313
Pozostałe			
Peroxtesmo KO <a href="#">www</a>	Szybkie i proste wykrywanie peroksydazy w żywności		90606
PEHANON <a href="#">www</a>	Proste oznaczanie pH w barwnych płynach		904 ...
QUANTOFIX® Cjanki <a href="#">www</a>	Niezawodne wykrywanie cjaników, szczególnie w produkcji destylatów owocowych		91318
INDIPRO <a href="#">www</a>	Wykrywanie pozostałości białkowych na sprzęcie i powierzchniach roboczych		90765

\* Współpracuje z QUANTOFIX® Relax

## QUANTOFIX® Relax [www](#)

nr kat. 91346

Urządzenie służy do automatycznego odczytu pasków wskaźnikowych QUANTOFIX®.

Aby w kilka sekund uzyskać precyzyjny i obiektywny wynik wystarczy umieścić pasek na szynie pomiarowej czytnika QUANTOFIX® Relax. Wyniki są drukowane i zapisywane w pamięci urządzenia, można je również przesłać do komputera PC. Jest to idealne rozwiązanie do kontroli jakości procesu produkcji.

### QUANTOFIX® Relax – łatwa i niezawodna kontrola jakości

- Wysoka precyzja
- Obiektywne wyniki
- Łatwe zarządzanie wynikami

Zapytaj o  
ceny  
specjalne



QUANTOFIX® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG.

## Producent



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Valenciener Str. 11  
52355 Düren · Germany  
Tel.: +49 24 21 969-0  
info@mn-net.com



AQUA LAB A.Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.  
ul. Zabłocka 10 NIP 524-24-45-688  
03-194 Warszawa KRS 0000140632  
tel. 22 676 90 28 info@aqualab.pl  
kom. 690 340 717 www.aqualab.pl

Sprzedaż i serwis na terenie Polski