


Analiza Wody i Ścieków

Spektrofotometr **NANOCOLOR[®] VIS II**

Inteligentna
fotometria



Wyjątkowa użyteczność w dobrej cenie

Spektrofotometr
NANOCOLOR[®] VIS II

+

6 op. gratis!



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

MN

Since 1911

NANOCOLOR® Fotometryczna analiza wody i ścieków

Spektrofotometr NANOCOLOR® VIS II [www](#)

- Wygodny – nowoczesny 10 calowy dotykowy ekran
- Łatwy w obsłudze – intuicyjne menu w formie ikon
- Dokładny – automatyczny pomiar mętności próby
- Precyzyjny – wysokiej jakości optyka i system wiązki odniesienia
- Wiarygodny – zintegrowany system kontroli jakości IQC
- Wszechstronny – wygodne tworzenie metod użytkownika
- Elastyczny – do wykorzystania w wielu zastosowaniach analitycznych



NANOCOLOR® testy probówkowe [www](#)

- Łatwe do wykonania – dołączona instrukcja „krok po kroku”
- Bezpieczne – brak bezpośredniego kontaktu z substancjami niebezpiecznymi
- Wiarygodne wyniki – większość testów zgodnych z normami międzynarodowymi
- Dokładne – odczynniki fabrycznie dozowane do probówek



Testy NANOCOLOR® gratis – wybierz spośród podanych parametrów

Aktywność osadu www	Chrom (całkowity) www	Dwutlenek chloru www	Nadtlenki www	Srebro www
Aluminium www	Chromiany www	Fluorki www	Nikiel www	Tiocyaniany www
Amoniak www	ChZT www	Formaldehyd www	OWO www	Tlen www
AOX www	Cyjanki www	Fosfor / Fosforany www	Ołów www	Twardość www
Azot ogólny www	Cyna www	Indeks fenolowy www	pH www	Twardość resztkowa www
Azotany www	Cynk www	Kadm www	Potas www	Twardość węglanowa www
Azotyny www	DEHA www	LKT www	Siarczany www	Węglowodory www
BZT ₅ www	Detergenty anionowe www	Mangan www	Siarczyny www	WWO www
Chlor / Ozon www	Detergenty kationowe www	Miedź www	Siarczki www	Związki kompleksujące www
Chlorki www	Detergenty niejonowe www	Molibden www	Skrobia www	Żelazo www

W celu uzyskania informacji o metodach i zakresach pomiarowych, prosimy skorzystać z łączy internetowych w powyższej tabeli lub [skontaktować się z działem handlowym AQUA LAB \[www\]\(#\)](#)

Dane do zamówienia:

Spektrofotometr NANOCOLOR® VIS II

nr kat. 919 650

Skład zestawu: spektrofotometr, instrukcja obsługi, pokrowiec, kabel zasilający, kabel USB, pamięć USB, kuweta kalibracyjna i certyfikat



Producent



MACHERY-NAGEL GmbH & Co. KG
Neumann-Neander-Str. 6-8, 52355 Düren, Germany
tel.: +49 24 21 969-0 e-mail: info@mn-net.com
faks: +49 24 21 969-199

Sprzedż i serwis na terenie Polski



AQUA LAB A.Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.
ul. Zabłocka 10 NIP 524-24-45-688
03-194 Warszawa KRS 0000140632
tel. 22 676 90 28 info@aqualab.pl
kom. 690 340 717 www.aqualab.pl