



-12%

Wyjątkowa użyteczność w dobrej cenie

**NANOCOLOR® VIS II
lub
NANOCOLOR® Advance**

+



Dwie pipety automatyczne - gratis!



NANOCOLOR® – Fotometryczna analiza wody i ścieków

w laboratorium



w laboratorium

w terenie



Spektrofotometr NANOCOLOR® VIS II

- Łatwy w obsłudze – intuicyjne menu w formie ikon
- Dokładny – automatyczny pomiar mętności próby
- Precyzyjny – wysokiej jakości optyka i system wiązki odniesienia
- Wiarygodny – zintegrowany system kontroli jakości IQC
- Wszechstronny – wygodne tworzenie metod użytkownika

Spektrofotometr NANOCOLOR® Advance

- Łatwy w obsłudze – intuicyjne menu w formie ikon
- Uniwersalny – szeroki zakres używanych zestawów testowych
- Intuicyjny – menu oparte na systemie ikon
- Pewny – automatyczny system wykrywania mętności próby
- Odporny – certyfikowany do użytku w terenie

Testy NANOCOLOR® probówkowe

Bezpieczne – brak bezpośredniego kontaktu z substancjami niebezpiecznymi

Aktywność osadu www	Chlor / Ozon www	Diketony wycinalne www	Molibden www	Skrobia www
Aluminium www	Chlorki www	Dwutlenek chloru www	Nadtlenki www	Srebro www
Amoniak www	Chrom (całkowity) www	Fluorki www	Nikiel www	Tiocyaniany www
AOX www	Chromiany www	Formaldehyd www	OWO www	Tlen www
Azot Kjeldahla www	ChZT www	Fosfor / Fosforany www	Ołów www	Twardość www
Azot ogólny www	Cyjanki www	Indeks fenolowy www	pH www	Twardość resztkowa www
Azotany www	Cyna www	Kadm www	Potas www	Twardość węglanowa www
Azotyny www	Cynk www	Lotne Kwasy Tłuszczowe www	Siarczany www	Węglowodory www
BZT ₅ www	DEHA www	Mangan www	Siarczyny www	Związki kompleksujące www
Bor www	Detergenty www	Miedź www	Siarczki www	Żelazo www

Testy NANOCOLOR® standardowe

Czułe i elastyczne – szerokie zakresy oznaczalności

Aluminium www	Chlorki www	Dwutlenek chloru www	Kobalt www	Ołów www
Amoniak www	Chromiany www	Fenol www	Krzemionka www	Ortofosforany www
Azotany www	Cyjanki www	Fluorki www	Mangan www	Ozon www
Azotyny www	Cynk www	Hydrazyna www	Miedź www	Siarczki www
Chlor www	Detergenty www	Kadm www	Nikiel www	Żelazo www

W celu uzyskania informacji o metodach i zakresach pomiarowych, prosimy skorzystać z łączu internetowych w powyższej tabeli lub [skontaktować się z działem handlowym AQUA LAB \[www\]\(#\)](#)

NANOCOLOR® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Macherey-Nagel GmbH & Co. KG.

Więcej informacji na:

■ www.aqualab.pl/Badania-Wody-I-Sciekow [www](#)

Producent



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valenciennr Str. 11
52355 Düren · Germany
Tel.: +49 24 21 969-0
info@mn-net.com



Sprzedaż i autoryzowany serwis na terenie Polski



AQUA LAB A.Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.
ul. Zabłocka 10 NIP 524-24-45-688
03-194 Warszawa KRS 0000140632
tel. 22 676 90 28 info@aqualab.pl
kom. 690 340 717 www.aqualab.pl