

MACHEREY-NAGEL QUANTOFIX® Azotany 250



Szeroki
zakres,
wysoka
precyzja!

Szybkie oznaczanie azotanów
– przemysł mleczarski i spożywczy



- Precyzja i niezawodność
– łatwiejsza kontrola jakości
- Elastyczność
– możliwa ocena wizualna
i instrumentalna
- Oszczędność czasu
– wyniki już po 60 sekundach

Możliwość
odczytu
instrumentalnego



QUANTOFIX® Azotany 250

Dlaczego kontrola azotanów jest ważna?

Azotany są jednym z krytycznych parametrów w produkcji żywności. Ich wysokie stężenie może prowadzić do problemów z utrzymaniem jakości produktu oraz stosowaniem się do odpowiednich regulacji prawnych. Jest to szczególnie ważne w przetwórstwie mleczarskim, gdzie monitorowanie stężenia azotanów jest niezbędne, aby zapewnić wysoką jakość produktu oraz zgodność z normami branżowymi.

Paski QUANTOFIX® Azotany 250 umożliwiają kontrolę poziomu azotanów w miejscu poboru próby bez konieczności angażowania laboratorium – szybko, łatwo i niezawodnie!

Dlaczego paski QUANTOFIX® Azotany 250 to dobry wybór?

Paski wskaźnikowe QUANTOFIX® Azotany 250 to szybka i prosta metoda oznaczania azotanów w roztworach. Kompatybilność z czytnikiem QUANTOFIX® Relax (nr kat. 91346) pozwala na szybkie uzyskiwanie dokładnych, ilościowych wyników. Możliwość oceny wizualnej lub instrumentalnej czyni je idealnymi do różnych zastosowań.

Korzyści ze stosowania QUANTOFIX® Azotany 250



Szybkość –
idealne do terenowej kontroli jakości.



Elastyczność –
możliwa ocena wizualna i instrumentalna.



Niezawodna dokładność –
dla roztworów wodnych $\pm 5\%$.



Optimalizacja produkcji –
monitoring poziomu azotanów.



Szeroki zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy oferowanych pasków wskaźnikowych ($5-250 \text{ mg/l NO}_3^-$) pozwala uzyskać dokładne wyniki badań, umożliwiając utrzymanie jakości i spełnienie norm branżowych w przemyśle mleczarskim i spożywczym.

Zastosowanie

- Badanie serwatki, proszków serwatkowych oraz wielu innych produktów w przemyśle spożywczym.
- Zapewnienie optymalnej jakości produktów i usprawnienie procesów produkcyjnych.

Specyfikacja

Nazwa	QUANTOFIX® Azotany 250	
Nr kat.	91366	
Zakres pomiarowy	wizualnie:	$5 - 250 \text{ mg/l NO}_3^-$
	instrumentalnie:	$4 - 250 \text{ mg/l NO}_3^-$
Stopniowanie skali	$0 \cdot 5 \cdot 10 \cdot 25 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 250 \text{ NO}_3^-$	
Liczba oznaczeń	100	
Trwałość	2 lata	
Temperatura przechowywania	$2 - 8^\circ \text{C}$	
Zawartość opakowania	100 pasków w aluminiowej tubie (ulotka wyłącznie w formacie cyfrowym)	

Zrównoważone opakowanie

Paski wskaźnikowe QUANTOFIX® Azotany 250 dostarczane są w przyjaznym dla środowiska opakowaniu wykonanym z papieru pochodzącego z recyklingu. Szczegółowa instrukcja jest dostępna online, co pozwala ograniczyć zużycie papieru i oszczędzać zasoby.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o [kontakt z Działem Handlowym firmy AQUA LAB](#) [www](http://www.aqualab.pl)



Zamów bezpłatną próbkę!

Poznaj zalety pasków wskaźnikowych QUANTOFIX® Azotany 250
www.aqualab.pl/Kontakt [www](http://www.aqualab.pl)



Opakowanie wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu

QUANTOFIX® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG.

Więcej informacji na:

■ www.aqualab.pl/Badania-Wody-I-Sciekow [www](http://www.aqualab.pl)

Producent



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11
52355 Düren · Germany
Tel.: +49 24 21 969-0
info@mn-net.com



Sprzedaż i serwis na terenie Polski



AQUA LAB A.Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.
ul. Zabłocka 10 NIP 524-24-45-688
03-194 Warszawa KRS 0000140632
tel. 22 676 90 28 info@aqualab.pl
kom. 690 340 717 www.aqualab.pl